


BILLY BOY CLASSIC Werbekondom BILLY BOY®



ANLEITUNG

(A) = rot schraffierte Flächen: Diese Flächen bitte freilassen, sie dürfen nicht beschriftet, verändert oder verschoben werden. Wir tragen die korrekten Pflichtangaben ein. Die Textfarbe kann (mit Ausnahme des BILLY BOY – Logos) nach CMYK frei bestimmt werden.

Freie Flächen: Alle freien Flächen, sowie die Hintergrundfarbe können individuell nach CMYK – Euroskala gestaltet werden (bitte Anschnitt gem. Kennzeichnung berücksichtigen, Sonderfarben nur auf Anfrage). Das Element „1 Kondom Made in Germany for Sex“ kann auf Wunsch auf der Vorderseite in einer anderen Ecke positioniert werden.
Alle Kontur- und Falzlinien bitte weglassen!

Druckdaten: PDF X-3 oder -4, JPG, TIFF oder EPS – Format, Vektordateien, mind. 300 dpi-Auflösung. Der angelegte Farbauftrag sollte bei max. 230 % liegen.

Wichtige Hinweise: Die MAPA GmbH übernimmt keine Verantwortung für Rechtsverletzungen, die sich aus der Nutzung urheberrechtlich oder anderweitig geschütztem Material, das vom Auftraggeber/Kunde zur Gestaltung von Werbekondom-Packungen zur Verfügung gestellt oder auf seinen ausdrücklichen Wunsch eingesetzt wird, ergeben. Wir empfehlen daher dringend, Gestaltungselemente daraufhin zu überprüfen! Wir behalten uns jederzeit Layout- und Text-Änderungen der Pflichtangaben vor, sofern sie im Hinblick auf die Kennzeichnungspflicht von Medizinprodukten notwendig sind. Zur Druckfreigabe erhalten Sie automatisch eine nicht farbverbindliche PDF – Datei mit den von uns ergänzten Kondomdaten. Es erfolgt eine Prüfung der Druckdaten anhand unserer firmenpolitischen Richtlinien und Grundsätze und wir behalten uns die Ablehnung von Druckmotiven – auch ohne Angabe von Gründen – vor.











BILLY BOY CLASSIC Werbekondom BILLY BOY®

Rückseite (Innenseite) - nicht zur freien Gestaltung!

Alle Pflichtangaben und Gebrauchshinweise für Medizinprodukte, die auf der Verpackung gesetzlich vorgeschrieben sind, werden von uns 1-farbig in Schwarz (auf weißem Hintergrund) in Landessprache (Standard: DE) in der jeweils gültigen Fassung eingesetzt. Erläuterungen dazu finden Sie u.a. in den „Richtlinien zur Inverkehrbringung von Kondomen“. Sofern die Kondome exportiert werden sollen, müssen alle Pflichtangaben in der jeweiligen, offiziellen Landessprache angelegt werden. Bitte fragen Sie die Umsetzbarkeit und Verfügbarkeit der benötigten Landessprache im Vorfeld an.

Änderungswünsche bezüglich des Innenlayouts – z.B. das Einfügen einer Hintergrundfarbe oder Layout-Ergänzungen nach CMYK – sind mit Mehrkosten verbunden und müssen separat angefragt werden!

Bitte beachten Sie die nachstehenden Hinweis-Symbole auf der Verpackung:

-  Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig lesen.
-  Kondome vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.
-  Kondome trocken lagern.
-  Kondome nur aus unbeschädigten Verpackungsfolien verwenden.
-  Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!
-  Kondome aus Naturkautschuklatex
-  Medizinprodukt (EU) 2017/745
-  Hersteller
-  Chargennummer
-  Verwendbar bis

Ⓢ Anwendungshinweise

1. Aufreißen

Die Siegelrolle vorsichtig an der gekennzeichneten Stelle (= open here-) öffnen. Die Siegelrolle kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen. Vorsicht: Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmutz oder spitzen Fingernägeln könnten Sie das Kondom beschädigen. Niemals Kondome aus beschädigten oder bereits offenen Siegelbrieffchen verwenden!

2. Vorspiel

Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht. Ziehen Sie die Vorhaut zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis, bevor es zur ersten Berührung zwischen Penis und Körper des Partners kommt. Lässt sich das Kondom nicht leicht abrollen, ist die Abrollrichtung falsch. In diesem Fall Kondom nicht umdrehen und erneut benutzen, da sonst Körpersekrete auf den Partner übertragen werden. Verwenden Sie ein neues Kondom und beachten Sie die Abrollrichtung. Wenn Sie merken, dass das Kondom abrutscht oder spannt, prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen, da dies zu einem Riss führen kann.

3. Nachspiel

Vor Erschlaffung das Glied herausziehen! Halten Sie dabei das Kondom am Penisansatz fest, um ein Abrutschen des Kondoms zu verhindern.

Wichtige Hinweise:

Kondome sind grundsätzlich vorsichtig zu behandeln. Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegelbrieffchen angegebene Haltbarkeitsdatum – nach Ablauf das Kondom nicht mehr verwenden! Kondome kühl, trocken und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Kondome greifen nicht in den Organismus ein und erzeugen keine Nebenwirkungen. Dennoch können Unverträglichkeiten in Form allergischer Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auftreten, falls der Benutzer allergisch auf Latex reagiert. Bei Beschwerden oder Reizungen verwenden Sie das Kondom nicht weiter und fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.

Bei richtiger Anwendung (siehe Anwendungshinweise) schützen BILLY BOY-Kondome vor Schwangerschaft und Übertragung von Krankheitsregem. Kein Verhütungsmittel kann allerdings zu 100% den Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionskrankheiten garantieren. Falls das Kondom während des Gebrauchs reißt oder platzen sollte, suchen Sie schnellstmöglich, jedoch innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt auf.


Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf das Produkt dem Hersteller und Ihrer zuständigen nationalen Behörde.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfalleimer, nicht in die Toilette. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebespiel fortfahren. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!

Vorsicht:

Kondome nicht zusammen mit öl- oder fetthaltigen Gleitmitteln (z.B. Vaseline, Babyöl, Körperlotion, Massageöl, Speiseöl) verwenden. Diese greifen das Kondom an und lassen es schnell zerreißt. Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese als für den Gebrauch mit Kondomen geeignet ausgewiesen sein. Vor der Anwendung von Gleitgel bitte die Gebrauchshinweise auf der Verpackung beachten. Keine Gleitmittel direkt auf den Penis oder die Innenseite des Kondoms auftragen, hierdurch besteht das Risiko, dass das

Kondom abrutscht oder reißt. Bei analer Verwendung sollten Sie immer zusätzlich ein Gleitmittel auf das Kondom auftragen, um die Gefahr des Reißens oder Abrutschens des Kondoms zu verringern (z.B. BILLY BOY Gleitgel). Bei Verwendung von Scheidenzäpfchen bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung beachten. Werden im Bereich von Penis oder Vagina rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente (Salben, Gels etc.) angewendet, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach der Verträglichkeit des Medikaments mit Kondomen. Vorsicht: Intimschmuck kann das Kondom beschädigen. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt. Die mehrmalige Verwendung reduziert deren Sicherheit und kann zu ungewollter Schwangerschaft und/oder einer Infizierung mit HIV oder ansteckenden Geschlechtskrankheiten führen. Vor jedem Wechsel der Sexualpraktiken (vaginal, anal, oral) ein neues Kondom verwenden. Persönliche und anonyme Beratung zum Thema Safer Sex und Verhütung: <https://www.liebesleben.de/>



Ihr Design